

SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

**CATÁLOGO
LABORATORIO**
EDICIÓN 1

PARTNER OF THE

LLG

Laboratory Supply Solutions



Reliability That Makes The Difference



www.lig-labware.com

Limpieza y esterilización	177
Desinfección	177
para instrumentos	177
Utensilios de limpieza	178
Toallitas secas	178
Toallas y dispensadores	179
Bayetas absorbentes / Algodón	180
Equipo de limpieza	181
Cepillos	183
Pinceles	184
Gradilla para dejar escurrir goteando	184

Detergente universal neodisher® LaboClean FLA

Detergente alcalino universal para la limpieza automatizada de material de vidrio de laboratorio y otros utensilios para laboratorios, concentrado líquido. De aplicación universal. Con un excelente rendimiento de limpieza. Elimina los residuos oleosos y otros residuos orgánicos persistentes. Libre de surfactantes, compuestos de fósforo y agentes oxidantes.

Chemische Fabrik

Tipo	Capacidad	Contenido ud. Embalaje	Código
Bidón	5 l	1	9.192 446
Bidón	10 l	1	9.192 447
Bidón	25 l	1	9.192 448
Barril	203 l	1	7.970 797

**Peligro**

Frase-H: H290|H302|H314

Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR

Concentrados para los baños de limpieza ultrasónicos SONOREX. Mejoran la cavitación, limpian intensamente, son compatibles con la mayoría de los materiales y están libres de cloruro. Para usar en frío o en caliente.

Bandelin electronic

Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR R 33

Limpiador universal, concentrado. Propiedades: ligeramente alcalino, pH 9,9 al 1%, dosificación 3 a 5%. Para: metal, metales ligeros, vidrio, cerámica, plástico, goma, filtros electrónicos, respiradores. Contra: residuos de lijado, pulido y lepeado, suciedad aceitosa y grasienta, ceras, películas de silicona, tinta.

Capacidad	Contenido ud. Embalaje	Código
l		
1	1	9.192 601
2	1	9.192 602
5	1	9.192 605
10	1	9.192 606

**Peligro**

Frase-H: H318

DetergenteProCare Lab 10 AP

Líquido, alcalino, versátil, libre de tensioactivos, fosfatos y agentes oxidantes. Buena protección del material y buen rendimiento de limpieza en residuos resistentes o secos. Adecuado para: Acero inoxidable, vidrio de laboratorio, cerámica, plásticos (PE, PP, PVDF, PTFE). No apto para: Aleaciones ligeras y metales no ferrosos, aluminio, aluminio anodizado.

Miele & Cie. KG

Tipo	Capacidad	Contenido ud. Embalaje	Código
	l		
Bidón	5	1	6.281 515
Bidón	10	1	6.281 516

**Peligro**

Frase-H: H290|H302|H314

DetergenteProCare Lab 30 C

Líquido, ácido (a base de ácido cítrico), versátil, libre de tensioactivos y fosfatos. Buena protección del material y para los residuos solubles en ácidos. Adecuado para: Acero inoxidable, vidrio de laboratorio, cerámica, plásticos (PE, PP, PVDF, PTFE), adicionalmente adecuado para la neutralización de aluminio no anodizado. No apto para: Aleaciones ligeras y metales no ferrosos, piezas de cromo y nicho, aluminio anodizado, adicionalmente no apto para la prelimpieza ácida de aluminio no anodizado.

Miele & Cie. KG

Tipo	Capacidad	Contenido ud. Embalaje	Código
	l		
Bidón	5	1	6.281 519
Bidón	10	1	6.281 520

**Atención**

Frase-H: H319



Sal de reactivación ProCare Lab Universal 61

Sal especial gruesa para reactivar el descalcificador de agua incorporado. Evita los depósitos de cal y protege las cargas.

Miele & Cie. KG

Tipo	Capacidad	Contenido ud. Embalaje	Código
	kg		
Caja	6	1	7.660 602



Toallitas higiénicas y de laboratorio LLG, 2 capas, 150 toallitas

- Toallitas higiénicas y de laboratorio en caja dispensadora
- Contiene 150 toallitas blancas de doble capa, 210 mm x 220 mm
- Altamente absorbentes y ultrasuaves
- Para áreas de aplicación sensibles
- **Caja de cartón con 30 cajas de 150 toallitas**

LLG Labware

Montaje en pared, alambre, revestido de blanco con material de montaje en pared para embalajes de hasta 70 mm de profundidad, **pedir por separado.**

Contenido del envase	Contenido ud. Embalaje	Código
Caja de cartón con 30 cajas de 150 toallitas	30	9.413 220



Toallitas de laboratorio, KIMTECH SCIENCE*, 2 capas

Toallitas de limpieza para uso profesional en laboratorios. Altamente absorbentes y suaves para limpiar pequeñas cantidades de líquido y para limpiar pipetas y portaobjetos de microscopio. Resistentes a los productos químicos y químicamente neutras. De dos capas, blancas. Antiestáticas.

Kimberly-Clark GmbH

Dimensiones	Contenido del envase	Contenido ud. Embalaje	Código
mm			
200 x 210	Caja de 100 toallitas	1	9.413 017
200 x 210	Caja de 200 toallitas	1	9.413 015



Lavavajillas universal

Bayeta universal: A base de 80% de viscosa y 20% de poliéster. La bayeta universal tiene una superficie muy fina. Proporciona un resultado de limpieza sin marcas, sin motas y es lavable hasta 95 °C. Lavar en agua tibia antes del primer uso.

ZVG Zellstoffvertriebs

Líquido de lavado: Detergente de lavado a mano HS citro es un detergente para uso universal con fragancia fresca para porcelana, vidrio, plástico y metal. Receta profesional con elevada fuerza disolvente de la grasa y aditivos que protegen la piel. 1 L

Esponja: Para limpiar todo tipo de incrustaciones.



Descripción	Color	Dimensiones	Contenido ud. Embalaje	Código
		mm		
Bayeta universal	azul/blanco	380 x 380	10	6.266 668
Bayeta universal	rojo/blanco	380 x 380	10	6.266 669
Bayeta universal	verde/blanco	380 x 380	10	6.266 670
Bayeta universal	amarillo/blanco	380 x 380	10	6.266 671
Esponja	verde/amarillo	150 x 90 x 40	10	6.266 672
Esponja	verde/amarillo	95 x 70 x 45	10	6.266 673
Líquido de lavado, 1L			1	6.266 678

Rollos de toallitas LLG de 102 hojas, 3 capas

Rollo con 102 hojas (220 x 260 mm).

- Fuertes cuando se mojan
- Absorbentes
- Con poca pelusa

LLG Labware



Contenido del envase	Contenido ud. Embalaje	Código
Rollo de 102 hojas	2	9.413 224
Rollo de 102 hojas	30	4.679 906

Toallitas Multiclean®, 3 capas

Paños de limpieza manejables, resistentes y con alta resistencia a la humedad, son ideales para trabajos de limpieza ligeros y pesados. El soporte apropiado, ya sea como soporte de suelo o para montaje en pared, está disponible bajo pedido.

ZVG Zellstoffvertriebs



Ancho mm	Longitud mm	Peso g / m ²	Contenido del envase	Contenido ud. Embalaje	Código
220	380	60	2 rollos con 500 hojas	2	7.618 013
360	380	54	2 rollos con 500hojas	2	7.618 212
360	380	54	Rollo con 1000 hojas	1	7.671 903

Toallitas WypAll*L10/L20/L30/L40

Material Airflex*azul perforado. Toallitas voluminosas con una excelente capacidad de absorción y resistencia a la humedad. Para la limpieza de grandes derrames y adecuadas para la mayoría de las superficies.

Kimberly-Clark GmbH

- L10: AIRFLEX*, 1 capa
 L20: AIRFLEX*, 2 capas
 L30: AIRFLEX*, 3 capas
 L40: Material base DRC, 1 capa



Ancho mm	Longitud mm	Tipo	Contenido del envase	Color	Contenido ud. Embalaje	Código
235	380	L10	Rollo de 1500 toallitas	blanco	1	6.206 486
325	385	L10	Rollo de 1000 toallitas	azul	1	6.240 858
195	380	L10	6 rollos de 800 toallitas	blanco	6	6.312 879
325	385	L10	Rollo de 1000 toallitas	blanco	1	6.401 596
185	380	L10	6 rollos de 630 toallitas	blanco	6	9.413 018
235	380	L20	Rollo de 500 toallitas	azul	1	9.413 054
330	380	L20	Rollo de 500 toallitas	azul	1	9.413 044
185	380	L20	6 rollos de 300 toallitas	blanco	6	9.413 091
235	380	L20	Rollo de 1000 toallitas	azul	1	4.666 151
235	380	L30	Rollo de 750 toallitas	azul	1	6.008 647
370	380	L30	Rollo de 670 toallitas	azul	1	9.413 046
370	380	L30	Rollo de 1000 toallitas	blanco	1	7.200 081
317	304	L40	56 toallitas	blanco	18	9.413 093

Toallitas de mano LLG, 3 capas

Blanco brillante, extra absorbentes, completamente desplegables, a juego con la mayoría de los sistemas de dispensación, uso económico por su alta absorción y tamaño cómodo. Adecuadas para el dispensador de toallitas de mano LLG, código 7.618 375.

LLG Labware



Ancho mm	Longitud mm	Contenido del envase	Contenido ud. Embalaje	Código
220	420	20 paquetes con 100 toallitas	20	6.266 568



Dispensador de toallitas de mano LLG

Plástico blanco, fácil de rellenar, con ventana para observar el nivel de llenado, adecuado para toallitas de hasta 245 mm de ancho.

LLG Labware

Ancho	Profundidad	Altura	Contenido ud. Embalaje	Código
mm	mm	mm		
280	137	375	1	7.618 375



Tejido de celulosa LLG, suministrado en pilas

- No blanqueada o altamente blanqueada
- Unidad de envasado: 1 x 5 kg

LLG Labware

Descripción	Ancho	Longitud	Contenido ud. Embalaje	Código
	mm	mm		
No blanqueada	600	400	5	9.413 210
Altamente blanqueada	600	400	5	9.413 211



Almohadillas absorbentes de celulosa Askina® Brauncel®

No estériles. Tamaño 40 x 50 mm. En rollos de 500 unidades. Diseño suave y perforado, fáciles de arrancar. Extremadamente absorbentes y fuertes.

B. Braun Deutschland

Descripción	Contenido ud. Embalaje	Código
Almohadillas absorbentes de celulosa	500	9.413 101
Expendedor	1	9.413 102



Rollos de algodón

- Algodón 100%
 - Blanco, blanqueado con peróxido de hidrógeno (blanqueado sin cloro y sin agentes blanqueantes fluorescentes)
 - Conforme a la Farmacopea Europea y al Certificado Ecotex 100, cumple con las normas de tasa máxima de Biobinden (100 cfu/g)
 - Ancho - Máx. 20 cm, longitud ±7 m (500 g)
- Para el rollo de algodón absorbente:
- Altamente absorbente
 - Tenacidad del agua : aprox. 23 g/g de algodón
 - Capacidad de absorción de agua: aprox. 23 g/g de algodón

Alan & Co S.A.

Descripción	Contenido ud. Embalaje	Código
Rollo de algodón 500 g, no absorbente	1	9.413 156
Rollo de algodón 500 g, absorbente	1	4.681 029
Rollo de algodón 500 g, no absorbente	1	6.317 347

Algodón

Cumple los requisitos de la Farmacopea Alemana. 100% algodón. Algodón médico para el hogar y la higiene personal.

Paul Hartmann AG



Capacidad	Contenido ud. Embalaje	Código
g		
100	1	9.413 152
400	1	9.413 151

Recogedor, PP



Vikan A/S

- Diseño ergonómico
- Apto para alimentos
- Para codificación por colores
- Autoclavable



Longitud mm	Color	Contenido ud. Embalaje	Código
330	verde	1	4.666 171
330	azul	1	4.666 172



Cepillo de mano, PP



Vikan A/S

- Cerdas suaves
- Para eliminar partículas finas
- Apto para alimentos
- Para codificación por colores
- Autoclavable



Longitud de la ceda mm	Longitud total mm	Ancho mm	Altura mm	Color	Contenido ud. Embalaje	Código
50	330	35	110	verde	1	4.666 176
50	330	35	110	azul	1	4.666 177



Cepillo de mano, PP, duro



Vikan A/S

Utilice este cepillo de mano multiuso para limpiar eficazmente mesas, cintas transportadoras, tablas de cortar, cubos, tazones grandes y equipos con esquinas y grietas de difícil acceso. En un extremo del cepillo hay cerdas aún más duras, que permiten resolver la suciedad persistente.

- Apto para alimentos
- Para codificación por colores
- Autoclavable



Longitud de la ceda mm	Longitud total mm	Ancho mm	Altura mm	Color	Contenido ud. Embalaje	Código
36	200	70	60	verde	1	4.666 231
36	200	70	60	azul	1	4.666 232



Cepillo de lavado con mango largo, PP, duro

Vikan A/S



Este cepillo de lavado es ideal para limpiar superficies de difícil acceso en máquinas y equipos como cubos profundos, contenedores y tinas. Tiene un mango largo y cerdas en ángulo que mejoran la eficacia de la limpieza.

- Apto para alimentos
- Para codificación por colores
- Autoclavable

Longitud de la ceda mm	Longitud total mm	Ancho mm	Altura mm	Color	Contenido ud. Embalaje	Código
36	415	71	75	verde	1	4.666 236
36	415	71	75	azul	1	4.666 237



Escoba, PP

Vikan A/S



- Material: PP, poliéster, acero inoxidable
- Cerdas suaves
- Para eliminar partículas finas
- Apto para alimentos
- Para codificación por colores
- Autoclavable

Longitud de la ceda mm	Longitud total mm	Ancho mm	Altura mm	Color	Contenido ud. Embalaje	Código
52	410	65	130	verde	1	4.666 181
52	410	65	130	azul	1	4.666 182
56	610	65	125	verde	1	4.666 186
56	610	65	125	azul	1	4.666 187



Mango ultra higiénico, PP

Vikan A/S



- Polipropileno, reforzado con fibra de vidrio
- Prueba de resistencia al frío y a la fatiga
- Diseño ergonómico
- Fácil de limpiar y secar
- Resistente a los productos químicos
- Superficie lisa
- Apto para alimentos
- Para codificación por colores
- Autoclavable

Longitud mm	Ø mm	Color	Contenido ud. Embalaje	Código
1500	34	verde	1	4.666 246
1500	34	azul	1	4.666 247
1300	34	verde	1	4.666 251
1300	34	azul	1	4.666 252

Más productos puede encontrar en en nuestra tienda online.

Escobillones de limpieza LLG

Excelentes herramientas para lavar y limpiar todo tipo de botellas de laboratorio, frascos, tubos, condensadores, buretas, etc. El material de los escobillones está fabricado con fibra/perlón de la más alta calidad para una larga vida útil. El vástago del escobillón está fabricado con alambre de acero retorcido a prueba de corrosión. El mango del escobillón está fabricado con polipropileno y ofrece una extrema facilidad de manejo y uso del escobillón. El diseño único del mango permite colgar el escobillón en un lugar conveniente para que sea fácil de alcanzar. La parte superior de la esponja esférica permite el acceso a todos los rincones de los utensilios de laboratorio y garantiza unos resultados de limpieza perfectos.

LLG Labware



Para	Descripción	Longitud mm	Figura o dibujo	Contenido ud. Embalaje	Código
Buretas y tubos	Escobillón de limpieza LLG 20x125 mm	845	a	10	6.267 293
Frascos de tamaño grande	Escobillón de limpieza LLG 70x130 mm	460	b	10	6.267 294
Frascos de tamaño medio	Escobillón de limpieza LLG 50x110 mm	460	c	10	6.267 295
Frascos de tamaño pequeño	Escobillón de limpieza LLG 40x110 mm	380	d	10	6.267 296
Tubos de ensayo	Escobillón de limpieza LLG 25x100 mm	295	e	10	6.267 297
Tubos de ensayo estrechos	Escobillón de limpieza LLG 12x80 mm	235	f	10	6.267 298

Cepillos de vaso, cerdas de nylon

Con mango de madera.

Reitenspieß-Bürsten

Ø	Longitud total	Color	Contenido ud. Embalaje	Código
mm	mm			
85,0	390	natural	1	9.019 070
85,0	430	natural	1	9.019 080
100,0	430	negro	1	9.019 090
100,0	630	negro	1	9.019 092



Cepillos para botellas con cabezal, cerdas blanqueadas

Alambre galvanizado con ojal.

Reitenspieß-Bürsten

Ø	Longitud total	Contenido ud. Embalaje	Código
mm	mm		
50,0	330	10	4.667 552
50,0	390	1	6.050 112
55,0	420	1	6.302 557
60,0	470	10	4.667 553



Cepillos para frascos de reactivos con haz de cabezas

Alambre galvanizado con ojal.

Reitenspieß-Bürsten

Ø	Longitud total	Contenido ud. Embalaje	Código
mm	mm		
10,0	160	1	4.664 562
10,0	250	1	9.019 030
10,0	250	1	7.632 928
15,0	280	1	6.050 110
15,0	280	1	6.262 112



Pinceles para frascos de reactivos con punta de lana

Alambre galvanizado con ojal.

Reitenspieß-Bürsten

Ø	Longitud total	Contenido ud. Embalaje	Código
mm	mm		
10,0	190	1	9.019 020
10,0	230	1	6.077 701
15,0	280	1	9.019 035
15,0	280	1	6.236 807
16,0	190	1	7.670 586
18,0	220	1	7.637 666
20,0	270	1	6.053 832
20,0	270	1	6.256 081
21,0	230	1	6.072 625
26,0	230	1	7.670 713
30,0	270	1	9.019 040



Escobilla para tubos

Laborbedarf

Ø	Longitud total	Contenido ud. Embalaje	Código
mm	mm		
4,0	150	100	9.019 005



Utensilios de limpieza/Pinceles-Gradilla para dejar escurrir goteando




Pincel para balanza LLG, con mango de madera

Cepillo de pesaje de pelo sintético fino con puntas afiladas y mango negro de madera. Excelente herramienta para la limpieza de botes de pesaje, platos de pesaje y balanzas analíticas.

LLG Labware

Descripción	Long. pelo mm	Longitud mm	Contenido ud. Embalaje	Código
Pincel para balanza LLG	30	190	1	6.267 404



Escurreidores LLG, alambre recubierto de PE

Montaje en pared o sobre mesa para 50 frascos de reactivos y 5 matraces. Con canal de goteo y patas cubiertas de plástico.

LLG Labware

Dimensiones (AnxPrxAI)	Número de pliegos	Número de barras	Contenido ud. Embalaje	Código
360 x 130 x 650 mm	5	50	1	6.281 619



Escurreidores, alambre recubierto de PE

Montaje en pared o sobre mesa. Con canal de goteo y patas con topes de plástico.

Württ. Drahtwarenfabrik

Dimensiones (AnxPrxAI)	Número de pliegos	Número de barras	Contenido ud. Embalaje	Código
420 x 170 x 610 mm		53	1	6.083 325
420 x 170 x 610 mm	5	60	1	9.003 305
420 x 170 x 610 mm	20	24	1	9.003 320
420 x 170 x 300 mm	11	12	1	9.003 324



Portabotellas, PP



Bürkle GmbH

Para 6 botellas de un diám. máx. de 95 mm. Apto para alimentos.

Número de posiciones	Ø compartimento mm	Dimensiones (AnxPrxAI)	Contenido ud. Embalaje	Código
6	95	210 x 310 x 310 mm	1	6.076 356

Tested Quality Helps You To Work More Efficiently



www.llg-labware.com





SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

SERVIQUIMIA, S.L.

Pol. Ind. de Constantí
C/ Dinamarca, s/n
43120 Constantí (Tarragona)
+34 977 524 477
serviquimia.com

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

PARTNER OF THE
LLG
Laboratory Supply Solutions